

## PINTAPUHTAUSNÄYTTEIDEN NÄYTTEENOTTO

### **Sivelynäytteet mikrobien lukumäärän selvittämiseksi**

- Näytteenottoon käytetään kertakäyttöisiä näytteenottoputkia - Enviroswab.
- Näyte otetaan sivelemällä 20 x 10 cm näytekohta näytteenottoputken korkissa olevalla tupolla. Näytteenoton jälkeen laitetaan korkki tuppoineen takaisin putkeen
- Yhdestä näytteestä voidaan määrittää eri mikrobiryhmiä. Yleisimmät määritykset ovat:  
Aerobiset mikro-organismit  
Enterobakteerit  
E.coli  
Hiivat/homeet.
- Näytelähetteeseen tulee merkitä, mitä mikrobiryhmiä näytteestä halutaan määrittää.
- Tulokseksi saadaan mikrobipitoisuus pmy/ 10 cm<sup>2</sup>

### **Sivelynäytteet listeria- tai salmonella analyysiä varten**

- Näytteenottoon käytetään kertakäyttöisiä valmiiksi kostutettuja näytteenottosieniä, jotka on pakattu minigrip-pusseihin tai Enviroswab-näytteenottoputkia, joissa on kostutettu näytteenottotuppo.
- Näytteenottosieni otetaan minigrip-pussista käyttäen kertakäyttöisiä suojakäsineitä
- Näyte otetaan pyyhkimällä tutkittavaa aluetta näytteenottosienellä tai tupolla.
- Laitetaan sieni/tuppo takaisin minigrip-pussiin/putkeen
- Listeria ja salmonellamääritystä varten tulee ottaa erilliset näytteet
- Tulokseksi saadaan listerian tai salmonellan esiintyminen näytteenottokohdassa

Näytteet toimitetaan laboratorioon viipymättä, mieluiten kylmässä.

#### **Raisio**

Eurofins Scientific Finland Oy  
PL 75  
21200 Raisio

Käyntiosoite:  
Raisionkaari 55  
Rakennus 750, ovi 1, 2. krs.

p. 044 030 6500

#### **Tampere**

Eurofins Scientific Finland Oy  
Hatanpäänkatu 3A  
33900 Tampere

Käyntiosoite:  
Hatanpäänkatu 3B

p. 040 529 7164